

INDICAZIONI CONSERVAZIONE E CONFERIMENTO CAMPIONI

PIANO SELEZIONE GENETICA SCRAPIE – Regione Veneto

I campioni dovranno essere conferiti alla sede territoriale IZSVE competente.

Si richiede la compilazione di tutti i campi della scheda di accompagnamento campioni.

Trattandosi di un piano di selezione genetica, si ricorda di prestare particolare attenzione nella registrazione dell'identificativo dell'animale.

Riassunto delle modalità di conservazione dei campioni di sangue in EDTA conferiti nell'ambito del piano di selezione genetica degli ovini/becchi:

- 1) Subito dopo il prelievo il sangue dovrà essere refrigerato (+ 4°C) e congelato (-20°C) tassativamente entro le successive 12 ore.
- 2) Si raccomanda di porre particolare attenzione nel riportare l'identificativo degli animali sulle provette, in modo che lo stesso risulti inequivocabile e di facile lettura.
- 3) Si raccomanda, altresì, di porre particolare attenzione al confezionamento dei campioni per l'invio, al fine di garantire l'integrità delle provette durante il trasporto e/o l'eventuale scongelamento.
- 4) In caso di trasporto di più provette, le stesse devono essere ordinate separatamente in porta-provette.

*Indicazioni fornite dal Laboratorio TSE, IZSVE,
30/09/2016.*